



neodisher® Septo MED

tekutý bezaldehydový čistící a dezinfekční prostředek na zdravotnické prostředky určený pro použití v ponorných nebo ultrazvukových lázních baktericidní, omezeně virucidní a účinek proti kvasinkám

- Hlavní oblasti použití:** Určen pro čištění a dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů v ponorné nebo ultrazvukové lázni. Je vhodný i pro ošetření flexibilních endoskopů.
- Charakteristika:** neodisher® Septo MED je bezaldehydový dezinfekční prostředek na nástroje s výbornými čistícími schopnostmi.
- neodisher® Septo MED je vhodný pro tyto typy materiálů: sklo, keramika, nerezová ocel, barevné kovy, hliník, tvrdé pryže a plasty (latex, silikon), stejně jako pro syntetické materiály (makrolon, akryláty, plexisklo).
- Použití a dávkování:** Pro ponorné a ultrazvukové lázně z nerezů za pokojové teploty, vysoké zatížení (nepředčištěné nástroje):
- Baktericidní účinnost a účinnost proti kvasinkám:**
1 %, 60 min, 20 °C,
2 %, 30 min, 20 °C,
3 %, 15 min, 20 °C
- Omezeně virucidní účinnost** (vč. HIV, HBV, HCV)
0,75 %, 5 min, 20 °C
- Pracovní roztok lze používat až 7 dní (i v bílkovinné zátěži). Tento údaj platí i pro ultrazvukové lázně.
- Předepsané koncentrace a časy musí být dodržovány. V ultrazvukových lázních neprodlužujte dobu expozice, kterou doporučuje výrobce nástrojů. Nástroje vkládejte otevřené a rozebrané, je nutné je zcela ponořit do pracovního roztoku. Vzduchové bubliny musí být eliminovány. Po expozici nástroje zcela opláchněte pod tekoucí vodou, jejíž kvalita by měla odpovídat minimálně pitné vodě. Pokud se chcete vyhnout skvrnám a korozi, oplachujte nástroje demineralizovanou vodou. Oplach musí být dostatečný, aby z nástrojů odstranil zbytky přípravku. I když následuje strojové mytí, je nutné zbytky neodisher® Septo MED důkladně opláchnout, aby se zabránilo vzniku pěny. Před nebo po použití neodisher® Septo MED by neměly být používány žádné aldehydové produkty.
- Pouze pro průmyslové použití. Obecně se doporučuje používat při práci s dezinfekčními prostředky rukavice. Nesměšujte s jinými přípravky. Následně musí být roztok neodisher® Septo MED plně odstraněn účinným oplachem.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20°C): 1,0 g/cm³.
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 3 %: cca. 8,5.
- Složení:** 5 - 15 % neionogenní tenzidů, (dále parfémy – D-Limonen, Citronellol)
Dezinfekční složky ve 100 g:
13,0 g didecyldimethylammoniumchloridu, 9,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu.
- Pokyny ke skladování:** Přípravek uchovávejte při teplotě +5 až 25 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 36 měsíců od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.



MB 4311/3-1 Stav 10/2017

Výrobce:
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlentagen 85, DE 20539 Hamburg