



neoform MED rapid

alkoholový dezinfekční prostředek pro dezinfekci postřikem na zdravotnické prostředky, baktericidní, fungicidní na mikroskopické kvasinkové houby, tuberkulocidní, omezeně virucidní účinek

Hlavní oblasti použití: Pro rychlou ruční dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, např. operačních stolů v nemocnicích a lékařských a zubařských ordinacích. Je možné ho použít v utěrkovém systému Kimtech Wettask DS od fy Kimberly-Clark.

Charakteristika: neoform MED rapid je alkoholový dezinfekční prostředek. Neobsahuje aldehydy, není parfémován.

Použití a dávkování: neoform MED rapid se rozpráší jako koncentrát na dezinfikované plochy nebo nanese na jednorázovou utěrku a poté otře dezinfikované plochy. Plochy musí být suché, čisté nebo očištěné a musí být zcela smočeny přípravkem neoform MED rapid. Dezinfekční účinnosti je dosaženo po uplynutí doby dle následující tabulky:

	slabé znečištění 20 °C
Baktericidní (EN 13727)	koncentrát, 1 min
fungicidní na mikroskopické kvasinkové houby (EN 13624)	koncentrát, 1 min
Tuberkulocidní (EN 14348)	koncentrát, 1 min
omezeně virucidní (vč. HIV, HBV, HCV)	koncentrát, 15 s
noroviry (MNV) (EN 14476)	koncentrát, 2 min
dle seznamu VAH	koncentrát, 5 min

neoform MED rapid je možné použít pro utěrkový systém Kimtech Wettask DS od fy Kimberly-Clark: roli ubrousků nasadíte na zásobníkový systém. Do dózy dejte 2,25 litru, příp. 0,75 litru koncentrátu a zásobník pevně zavřete. Po 60 minutách jsou ubrousky důkladně nasáknuté a připraveny k použití. Pro použití ubrousek jednoduše vytáhněte připraveným otvorem a použijte dle potřeby. Poté zásobník opět pevně uzavřete. Nasáknuté ubrousky mohou být používány až 28 dní. Podle doporučení VAH je nutné zásobník po vyprázdnění a před opětovným použitím důkladně vyčistit, vydezinfikovat a vysušit. Zásobník Kimtech Wettask DS od fy Kimberly-Clark je možné čistit a dezinfikovat ručně nebo také strojně chemotermicky nebo termicky (termostabilní do 100 °C).

Dezinfikované plochy musí být odolné vůči alkoholovým dezinfekčním prostředkům. neoform MED rapid není vhodný pro dezinfekci plexiskla. Obecně se doporučuje používat při práci s dezinfekčními prostředky rukavice. Nemíchat s jinými prostředky. Pouze pro profesionální použití.

Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list.

Technické údaje: Specifická hmotnost (20°C): 0,9 g/cm³.
Hodnota pH (koncentrát, 20°C): cca. 6,5 – 7,5.
Bod vznícení: 27 °C dle DIN 22719.

Složení: Dezinfekční účinné látky ve 100 g:
25 g ethanolu
35 g propan-1-olu

Pokyny ke skladování: Nádobu skladovat uzavřenou a utěsněnou. Uchovávejte při teplotě od -15 do 25 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.



Použitá množství přípravku nesmí překročit 50 ml/m². Celkové množství přípravku nesmí překročit 100 ml/m² celkové plochy místnosti.

Dezinfekci je nutné aplikovat cíleně. Dezinfekci lze aplikovat pouze tehdy, nejsou-li v ovzduší hořlavé páry nebo plyny (benzín, ether apod.). Pokud nemůže být elektrické zařízení zcela vypnuto, je třeba se ubezpečit, že nedojde k žádnému (obzvláště automatickému) sepnutí. Horké plochy musí být před aplikací ochlazeny, během aplikace je nutné mít zapnutou klimatizaci nebo zajištěno větrání. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na zapnutá topná tělesa.

MB 4070/3-3 Stav 10/2017

Výrobce:
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlentagen 85, DE 20539 Hamburg

