

Revize tlakových nádob přístrojů Sterident/Sterimat/Sterilab

Tlakové nádoby stolních parních sterilizátorů BMT a.s. Sterident/Sterimat/Sterilab mají tyto konstrukční parametry:

		Sterident	Sterimat	Sterimat Plus	Sterilab
pracovní komora sterilizátoru	objem [l]	15	20	25	25
	max. pracovní přetlak [MPa]	0,26			
	bezp. součinitel ($V \times p$)	3,9	5,2	6,5	6,5

Podle § 2 vyhlášky č. 18/1979 Sb., v platném znění, jsou pracovní komory zmíněných sterilizátorů *vyhrazená tlaková zařízení* typu *tlaková nádoba* skupiny B.

Podle § 7 odst. 1 citované vyhlášky platí:

Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob smí provádět pouze revizní technik.

Způsob, termíny a případy provedení revizí a zkoušek těsnosti stanoví technické normy.

Norma, která stanoví provozní požadavky na tlakové nádoby stabilní, je ČSN 69 0012. Tato norma platí pro ty tlakové nádoby, pro které platí norma ČSN 69 0010.

Obecně platí, že normu lze aplikovat pouze na ty výrobky nebo činnosti, pro které je určena svým rozsahem platnosti nebo předmětem.

Tímto není dotčena povinnost uložená provozovatelům parních sterilizátorů, vyplývající z jiných právních předpisů, zabezpečovat prohlídky tlakových nádob v rámci předepsaných kontrol a údržby podle návodu k použití výrobce parního sterilizátoru.

BMT a.s.