



Selectomat PL

Immer zwei Schritte voraus.

Klarheit
für Bedienung und Prozessablauf.

Wirtschaftlichkeit
durch Leistungskonzentration.

Große Sicherheit
auch bei MIC-Instrumenten.

MMM.
Wir
schützen
Menschen.

Selectomat PL

Immer zwei Schritte voraus.

Die Zukunft beginnt jetzt.

Dynamik und Schnelligkeit zeichnen auch den Klinikalltag aus: Leistungssteigerung, Kapazitätsauslastung, sich ständig verändernde Rahmenbedingungen. Was gestern war, scheint lange zurück zu liegen, heute ist schon fast wieder Vergangenheit.

MMM hat mit dem Selectomat PL einen Dampfsterilisator entwickelt, der vorausschauend die Zukunft erschließt. Zusammen mit unseren Kunden haben wir die künftigen Anforderungen an Sterilisationsanlagen analysiert und ein Produkt gestaltet, das den rasanten Entwicklungen Rechnung trägt.

Drei entscheidende Aspekte haben wir dabei besonders berücksichtigt:

1. Die Anwender benötigen klare, strukturierte, unmittelbar durchsichtige Programme mit einer handlichen und übersichtlichen Navigation.
2. Die Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung benötigen Bedingungen, unter denen sie ihre Aufgaben schneller und konzentrierter bewältigen können.
3. Nahezu alle Instrumente der MIC müssen zuverlässig mit dem Standardprogramm sterilisiert werden können.

Der Selectomat PL gibt Ihnen die Sicherheit, auch schwierigste Instrumentendesigns komfortabel und reproduzierbar zu sterilisieren. Heute, morgen, übermorgen.

Selectomat PL – damit die Gegenwart mehr Zeit hat.





Einfach konzentriert.

Konzentration schafft Qualität und Sicherheit. Konzentrierte Partner ermöglichen perfekte Abläufe. Der neue Selectomat PL ist Ihr Partner für den reibungslosen Ablauf der Instrumentenaufbereitung im Krankenhaus. Zuverlässig. Schnell. Bei der Sache. Unser Glanzstück für perfekte Sterilisation.


Konzentration bedeutet für MMM auch:

Einsatz einer schnörkellosen und funktionellen Technik, die in ihren Einzelkomponenten höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird.

Für Sie bedeutet das:

Niedrige Instandhaltungskosten und hohe Wirtschaftlichkeit. Im Selectomat PL stecken 50 Jahre Medizintechnik-Erfahrung. Wir haben die Bedürfnisse der Anwender berücksichtigt und einen Sterilisator entwickelt, dessen innere Fähigkeiten so umfassend, überzeugend und funktional sind, wie seine äußere Klarheit.

- Bedienoberfläche zur Einstellung der Programmparameter
- Kurvenansicht des laufenden Programms
- Restlaufanzeige (Verfahrensschritt „Trocknen“ aktiv)



Schlicht und ergreifend klar.

Die Software des Selectomat orientiert sich an den Anforderungen der Bediener: leichte Menüsteuerung, Durchschaubarkeit der Programmfunktionen, Ausbaufähigkeit für Detailaufgaben, große Touch-Screen-Buttons, perfekte Chargendokumentation.

Wirtschaftlichkeit im Visier.

Konzentration auf das Wesentliche heißt: Reduktion des Zeiteinsatzes, Steigerung der Effizienz, ausgereifte Technik mit langer Lebensdauer. Mehr Sicherheit bei niedrigerem Aufwand bedeutet immer auch höhere Leistungsqualität; gebündelter Maschinenbau bringt niedrige Instandhaltungskosten und lange Lebensdauer mit sich.

Klares Design. Klare Funktion.

Das Produktdesign des Selectomat PL zeigt die Klarheit seiner Leistungen. Die fugenarmen Oberflächen gewährleisten eine gründliche und schnelle Pflege bei einem gleichzeitig barrierefreien Zugang zum Steuerpanel.



Mehr Leistung. Mehr Glanz.

Frühstart und Nachtabschaltung.



Das Frühstart-Programm beginnt selbsttätig mit der Aufwärmphase und einem ersten Leerdurchlauf. Der Selectomat PL ist sofort einsatzbereit, wann immer er gebraucht wird.

Die einfach zu bedienende Nachtabschaltung, für jeden Tag individuell einstellbar, macht das Warten auf den Programmschluss übersichtlich und reduziert den Energieverbrauch.

TeleClock Restlaufzeit.


Die bewährte, großflächige Restlaufanzeige für zeitoptimierte Arbeitsabläufe finden Sie auch beim Selectomat PL wieder. Sie wurde übersichtlich in die Bildschirmanzeige integriert und ist auch von weitem gut sichtbar.

Treffpunkt Mensch : Maschine

Die selbsterklärende Navigation der Maschine ist die Voraussetzung ihrer Leistung. Wir haben viel Zeit, Kompetenz und Technik investiert, damit die so genannte „Schnittstelle“ von Mensch und Maschine nicht mehr schneidet, sondern verbindet.

Treffpunkt Instrument : Maschine

Auch schwierige Instrumentendesigns müssen ohne Sonderprogramm sterilisiert werden können. Die MMM-Verfahrensoptimierung macht den Anwender zum Gewinner: einfach, sicher, konzentriert.





Starke Leistung im Überblick.

- Klares Design für klare Funktionen
- Große TeleClock-Restlaufanzeige
- Optimierter Verfahrensablauf
- Selbsterklärendes Programmменю
- Große Touch-Screen-Buttons mit eindeutiger Symbolführung
- Konzentrierter Maschinenbau
- Geräuscharme Vakuumpumpe
- Konsequentes Bediener-Design für alle Steuerungselemente
- Eigensicherer Sterilisator
- TÜV-geprüfte Druckkammer und Sicherheitseinrichtungen
- Speed-Trocknung



MMM Group

Die MMM ist weltweit als einer der führenden Systemanbieter seit 1954 im Dienst der Gesundheit tätig. Mit einem kompletten Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um Sterilisations- und Desinfektionsanlagen für Krankenhäuser, wissenschaftliche Institute, Labors und die Pharma-Industrie hat sich MMM als entscheidender Qualitäts- und Innovationsträger im deutschen und im internationalen Markt positioniert. In unseren Fertigungswerken im bayerischen Stadlern und im tschechischen Brünn

stellen wir Produkte her, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden in aller Welt abgestimmt sind. Mit beiden Betriebsstätten sichern wir eine hohe Fertigungstiefe und erfüllen damit die gewaltigen Qualitätsanforderungen der Medizintechnikbranche.

900 Mitarbeiter engagieren sich mit Kompetenz und Freude für den Gesamtauftrag der MMM Group:

Menschen zu schützen.



MMM Münchner
Medizin Mechanik GmbH
Sammelweisstraße 6
82152 Planegg / München
Tel.: +49 89 89918-0
Fax: +49 89 89918-118
info@mmmgroup.com

Überreicht durch: